

по самостоятельному забору биоматериала для выполнения  
исследования по выявлению РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2)

**Внимание! Один набор предназначен только для одного пациента.**

**Перед манипуляцией внимательно ознакомьтесь с инструкцией.**

**В состав набора для самостоятельного взятия биоматериала на исследование входят:**

- Инструкция для пациента по самостоятельному забору биоматериала для выполнения исследования по выявлению РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2);
- Договор на оказание платных медицинских услуг, информированное согласие на медицинское вмешательство, информированное согласие на обработку персональных данных;
- Зонд одноразовый стерильный для взятия биоматериала (зонд тип А универсальный) – 2 штг;
- Эппендорф с транспортной средой (пробирка с именовым штрих-кодом и индивидуальным номером пациента);
- Пакет типа zip-lock (для упаковки биоматериала) с гигроскопическим материалом;
- Направительный бланк с именовым штрих кодом и индивидуальным номером пациента в транспортировочном пакете.

**Перед проведением манипуляции:**

- Сверьте штрих-код и индивидуальный номер на направительном бланке и Эппендорфе (пробирке) с транспортной средой;
- Внимательно заполните и подпишите направительный бланк, используя паспорт;
- Заполните и подпишите:
  - Договор на оказание платных медицинских услуг;
  - Информированное согласие на обработку персональных данных.

**Перед манипуляцией внимательно ознакомьтесь с правилами взятия мазков.**

### **ВНИМАНИЕ!**

Вскройте комплекты с зондами для самостоятельного взятия мазка из ротоглотки (зев) и носоглотки (нос), не вынимая их из упаковки.

### **Правила взятия мазка из ротоглотки**

- Осуществлять взятие биоматериала удобнее перед зеркалом, при хорошем освещении;
- Помойте руки;
- Извлеките зонд из упаковки. Зонд стерилен, поэтому не кладите его на другие поверхности и не касайтесь им других предметов. Держите зонд в той руке, которой вам удобнее будет осуществить взятие мазка;
- Запрещается брать зонд-тампон руками за рабочую поверхность;
- Возьмите пробирку с транспортной средой в другую руку и откройте крышку;
- Слегка запрокиньте голову, широко откройте рот, глубоко вдохните;
- На вдохе проведите ворсистой частью зонда по правой миндалине, затем по небным дужкам к язычку, потом по левой миндалине и задней стенке глотки. Не прикасайтесь к корню языка и небному язычку, чтобы не спровоцировать рвотный рефлекс;
- Погрузите ворсистую часть зонда в пробирку с транспортной средой, отожмите его о стенки пробирки;
- Не вынимая зонд, прикройте;
- Придерживая пробирку, отломите верхнюю часть ручки зонда. Нельзя использовать ножницы – это может привести к искажению результата.

